

## دستورالعمل استفاده از کیسه ادراری

ابتدا بدن نوزاد را کاملا شسته اجازه دهید خشک شود. کیسه ادراری را باز کرده برچسب سفید رنگ را جدا کنید تا مجرا باز شود. کیسه را باز کنید تا از حالت وکیوم خارج شده (هوا داخل کیسه شود) و سپس کیسه را روی مجرای ادرار چسبانده پوشک نوزاد را ببندید. بعد از حدود نیم ساعت کیسه را چک کنید، اگر در حدود ۴۰ سی سی ادرار داخل کیسه جمع شده بود کیسه را جدا کرده و داخل ظرف ادرار گذاشته و حداکثر تا ۱ ساعت بعد تحویل آزمایشگاه دهید. دقت کنید نام و مشخصات کودک پاک نشده باشد. در غیر اینصورت به پذیرش اطلاع دهید.

آزمایشگاه فرداد